

【練習用ハサミ鉗子 JPTC-SC 仕様書】

【仕様】

品番	: JPTC-SC
先端材質	: ステンレス製
シャフト	: フッ素系樹脂
ハンドル	: 6 ナイロン
全長	: 500 mm
有効長	: 340 mm
重量	: 127 g
洗浄ポート	: 無し
ラチェット	: 無し
把持部	: φ 5 mm
出荷前検査	: ハサミ開閉確認 ハンドルの握り具合 外観の目視確認 印字チェック

【ご注意】

1. 臨床用ではございません。臨床で使用した場合、如何なる状況でも責任を負いかねますのでご注意ください。
2. 縫合練習以外のご使用はしないでください。
3. 初期不良（ハサミが開かない等）以外は有償での修理となります。
初期不良の場合、部品調達にお時間がかかる場合がありますので、ご承知置きください。
4. 薬品（酸、アルカリ等）を付着させないようにしてください。劣化の元となります。
5. 先端部の扱いはご注意ください。落下させるなど衝撃を与えると変形します。使用しない場合はキャップを付けて安全な場所へ保管してください。



日本高分子技研株式会社

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14
日本橋KNビル4階
電話：03-5201-3735
URL <http://www.jptc.co.jp>
Facebook <https://www.facebook.com/japanpolymer>
お問合せ：井上雅司 inoue@jptc.co.jp