



仕様書


練習用メリーランド JPTC-MA



練習用ハサミ鉗子 JPTC-SC



練習用ハサミ鉗子 JPTC-SC



製品番号 ・JPTC-MA メリーランド



・JPTC-SC ハサミ鉗子



・JPTC-GR 把持鉗子



JPTC

ハンドル材質 ポリアミド

有効長 340mm

重量 127g

ラチェット機能はありません

人間工学に基づいたハンドル

洗浄ポートはありません。滅菌はできません

臨床では使用できません。ハンドルには「Not for Medical Use」のシールで明記しています。

【ご注意】

- ・臨床では使用できません 臨床で使用され場合、弊社は一切責任を負いかねます
- ・ハンドルとシャフトをつなぐジョイントを回しますとシャフトが取れる可能性があります。
ジョイントが緩んだ場合、締めてください。
- ・洗浄ポートがありませんので滅菌はできません
- ・保管する場合は他のデバイスなどを重ねるなどしないでください
- ・子供の手の届かないところで保管してください
- ・使用後は付属のキャップをグリップへ装着して保管してください
- ・ウェットラボでの使用はできません

【人間工学に基づいたハンドル】

ハンドルを握った瞬間になじむフィット感



JPTC



日本高分子技研株式会社

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14
日本橋KNビル4階
電話：03-5201-3735
URL <http://www.jptc.co.jp>
Facebook <https://www.facebook.com/japanpolymer>
お問合せ：井上雅司 inoue@jptc.co.jp



JAPAN POLYMER TECHNOLOGY