

## 仕様書

### CNK®練習用モノポーラ compo



Product No      compo

出力            50W (500Ω負荷)

周波数        4.0MHz

電源           専用バッテリー (7.2V)

重量           1.3Kg

寸法           185mmW × 43mmH × 153mmD

付属品        専用バッテリー 1本 充電器 1台 バッテリーアダプター 取り扱い説明書 保証書

製造元        iMed Japan 株式会社

#### 【ご注意】

- ・本製品は非医療器です。臨床では絶対に使用しないでください
- ・誤った使い方をした場合、感電死する恐れがあります
- ・必ず導電性の手袋を着用して使用してください
- ・スチール製の机やスチール板上での使用はやめてください
- ・電源が入ったままその場を離れることがないようにしてください
- ・可燃物のそばや可燃性ガスが発生する環境では使用しないでください
- ・水や粉塵の多い環境での使用は避けてください
- ・使用後は第三者が使用できない場所へ保管願います



感電注意  
Caution, electricity

## 【オプション】

・ハンドピース

製品名: PEN01

ボタンスイッチ(黄色) コード長 300cm

・対極板

製品名: EP211A

コード長 275cm



# JPTC

 日本高分子技研株式会社

〒103-0027  
東京都中央区日本橋3-2-14  
日本橋KNビル4階  
電話: 03-5201-3735  
URL: <http://www.jptc.co.jp>  
Facebook: <https://www.facebook.com/japanpolymer>  
お問合せ: 井上雅司 inoue@jptc.co.jp



**JAPAN POLYMER TECHNOLOGY**



***JPTC***