

## 仕様書

### ジョイントアームカメラスタンド



Camera is not included

Product No      ジョイントアームカメラスタンド

最大高さ      300mm

台座サイズ      W 250mm x D 100mm x T 5mm

重量      640g

#### 【ご注意】

- ・臨床では使用できません
- ・レバーの締が弱いとカメラ若しくはビデオカメラが倒れ、破損します
- ・レバーで締めた後に、カメラ若しくはビデオカメラを強引に動かさないでください
- ・斜めになった設置面に置かないでください。倒れカメラ若しくはビデオカメラを破損します
- ・カメラ若しくはビデオカメラを台座上から極端に離すとバランスを崩して倒れます
- ・ウェットラボで使用はできません

#### 【ご使用方法】

##### ・カメラ若しくはビデオカメラ装着

1. カメラ若しくはビデオカメラのねじ穴にカメラ固定ネジにカメラを2～3回回してください。
2. カメラ若しくはビデオカメラを持ち、カメラ固定リングを回してカメラを固定してください

##### ・アーム固定

1. レバーを回転させて締めるとリング A～C が全て固定されます
2. レバーを回転させて緩めるときは必ずアームを片方の手で保持してください

##### ・カメラアングル固定

1. リング A～C が緩んでいる状態でカメラ若しくはビデオカメラの位置を決め、レバーを締めてください

##### ・片付け

1. カメラ固定リングを回し、カメラ若しくはビデオカメラを回してスタンドから外してください。
2. レバーを緩め、リングCの溝を台座の長め方向にしてアームを倒してください。リングBをその逆に倒してください



# JPTC


**日本高分子技研株式会社**

〒103-0027  
 東京都中央区日本橋3-2-14  
 日本橋KNビル4階  
 電話：03-5201-3735  
 URL <http://www.jptc.co.jp>  
 Facebook <https://www.facebook.com/japanpolymer>  
 お問い合わせ：井上雅司 inoue@jptc.co.jp



**JAPAN POLYMER TECHNOLOGY**