

## 仕様書

## 縫合練習用糸針 J9

Product No J9-22Si シルク



針 1/2丸針 22mm  
糸 シルクブレード 3-0 黒 45cm  
ハードケースに収納 ビニール袋でパッケージ仕様  
1梱包 50本

Product No J9-38Si シルク



針 1/2丸針 38mm  
糸 シルクブレード 0 黒 45cm  
ハードケースに収納 ビニール袋でパッケージ仕様  
1梱包 50本

## 【ご注意】

- ・滅菌をしていません 臨床では使用できません
- ・臨床で使用され場合、弊社は一切責任を負いかねます
- ・使用後は各自治体のルールに則って廃棄してください
- ・子供の手の届かないところで保管してください
- ・犬、猫などペットが怪我をしますので、扱いに注意してください